


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif2A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05198

Número de artículo: CM0007401



### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-eIF2 $\alpha$  de alta calidad validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en muestras de Humano, Ratón, Rata. Explore la función del factor de iniciación de la traducción eucariota 2 subunidad 1 en la respuesta al estrés y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | eIF2 $\alpha$ Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 $\alpha$                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 1965                                                                                                                                     |
| GeneID              | 1965                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-315 de eIF2 $\alpha$ humana (NP_004085.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS               | P05198                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |