


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

Número de artículo: CM0010606



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor de iniciación de la traducción eucariota 2A (eIF2A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humanos, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre traducción. PM 65 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-eIF2A de conejo
Observaciones/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Especie	Humano
GeneID	83939
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 450-550 de la eIF2A humana (Q9BY44)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY44
Peso molecular de proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo