


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2A Para Wb, Elisa - Q9By44

Número de artículo: CM0020240



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-eIF2A de CamelBio está validado para WB y ELISA, y presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Es compatible con la investigación de la iniciación de la traducción y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eIF2A Rabbit pAb
Observaciones/alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Especie	Humana
GeneID (humano)	83939
GeneID	83939
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de eIF2A humano (NP_114414.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9BY44
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo