


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Eif2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05198

Número de artículo: CM0015227



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra eIF2 α humano (factor de iniciación de la traducción eucariota 2 subunidad alfa). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la iniciación de la traducción, la respuesta de estrés integrada y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF2 α Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1965
GeneID	1965
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la eIF2 α humana (NP_004085.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05198
Peso de la Proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo