

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif2Ak1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqi3

Número de artículo: CM0016582

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EIF2AK1 humano (HRI), validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Útil para la investigación sobre la respuesta integrada al estrés, deficiencia de hemo y mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2AK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
Especie	Humano
ID de Gen	27102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 337-586 del EIF2AK1 humano (NP_055228.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BQI3
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo