

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif2Ak1 Para Wb, Elisa - Q9Bqi3

Número de artículo: CM0007031

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EIF2AK1 humano, validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la quinasa inhibidora regulada por hemo, implicada en las respuestas al estrés, la síntesis de hemoglobina y la disfunción mitocondrial. Adecuado para investigación y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo EIF2AK1
Observaciones/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [Validado por KD] EIF2AK1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	27102
ID del gen	27102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 337-586 de EIF2AK1 humano (NP_055228.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BQI3
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo