

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2Ak1 Para Wb Y Elisa - Q9Bqi3

Número de artículo: CM0027860

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EIF2AK1 (HRI) para aplicaciones de WB y ELISA. Reactivo con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la respuesta integrada al estrés, la detección de hemo y el control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] EIF2AK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	27102
ID de gen	27102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 371-630 del EIF2AK1 humano (NP_055228.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BQI3
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo