

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif2B Épsilon (Eif2B5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13144

Número de artículo: CM0010409



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra eIF2B épsilon (EIF2B5) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Esencial para el estudio de la iniciación de la traducción y las respuestas al estrés. UniProt Q13144.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra eIF2B épsilon (EIF2B5)
Observaciones/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B épsilon (EIF2B5)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8893
ID de gen	8893
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de eIF2B épsilon (EIF2B5) humano (Q13144)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13144
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo