


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

Número de artículo: CM0017839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF2B epsilon (EIF2B5) humana. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Esencial para estudiar la iniciación de la traducción y la función del complejo eIF2B.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	eIF2B epsilon (EIF2B5) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8893
ID de Gen	8893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 442-721 de la eIF2B epsilon (EIF2B5) humana (NP_003898.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13144
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo