


Anticuerpo Policlonico Anti-Eif2B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14232

Número de artículo: CM0029132



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra EIF2B1 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la regulación de la traducción, la función del complejo eIF2B y la investigación de leucodistrofias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1967
ID del Gen	1967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de EIF2B1 humano (NP_001405.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14232
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo