

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Número de artículo: CM0029937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a EIF2B2/eIF2Bbeta humana, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2B2 Rabbit pAb
Notas/Alias	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8892
GeneID	8892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-120 de EIF2B2 humana (NP_055054.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49770
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo