


Anti-Eif2B3 Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Número de artículo: CM0017255



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a EIF2B3, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Reconoce la subunidad gamma eIF2B, crucial para el inicio de la traducción y la respuesta al estrés. Ideal para estudios de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF2B3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Especie	Humano
GeneID (humano)	8891
GeneID	8891
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del EIF2B3 humano (NP_065098.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR50
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo