


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2B4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui10

Número de artículo: CM0022835



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-EIF2B4 (Q9UI10) validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigar la función y regulación del complejo del factor de iniciación de la traducción eIF2B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2B4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8890
GeneID	8890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-100 de EIF2B4 humano (Q9UI10)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UI10
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo