


Anticuerpo Monoclonal Anti-Eif2C3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9G7

Número de artículo: CM0003690



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra eIF2C3 humano (Argonaute-3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diseñado para aplicaciones de investigación en ARNi y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-eIF2C3
Observaciones/Alias	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	192669
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 721-860 del eIF2C3 humano (Q9H9G7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9G7
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo