

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2S2 Para Wb, Elisa - P20042

Número de artículo: CM0024377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EIF2S2 humano (eIF2-beta), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una herramienta fiable para investigar los mecanismos de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2S2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
Especie	Humano
GeneID	8894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 del EIF2S2 humano (NP_003899.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20042
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo