

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif2S3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

Número de artículo: CM0025198



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana EIF2S3 (eIF2γ), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la regulación de la traducción y la función de eIF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2S3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1968
ID del Gen	1968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la proteína humana EIF2S3 (NP_001406.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41091
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo