


Anticuerpo Policloal Anti-Eif3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14152

Número de artículo: CM0018467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la EIF3A humana, una subunidad del complejo eIF3 crucial para el inicio de la traducción. Validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre síntesis de proteínas, proliferación celular e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	8661
GeneID	8661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la EIF3A humana (NP_003741.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q14152
Peso Molecular de la Proteína	167kDa
Envío	Bolsa de hielo