


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif3B Para Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Número de artículo: CM0017776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF3B humano, una subunidad del complejo del factor de iniciación de la traducción eIF-3. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular previsto de aproximadamente 93 kDa. Ideal para investigaciones sobre la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eIF3B Rabbit pAb
Observaciones/alias	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
Especie	Humano
GeneID (humano)	8662
GeneID	8662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-350 de eIF3B humano (NP_003742.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P55884
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo