

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif3B Para Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Número de artículo: CM0012480



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra eIF3B humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de iniciación de la traducción y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF3B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8662
GeneID	8662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-200 del eIF3B humano (NP_003742.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55884
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo