


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif3C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99613

Número de artículo: CM0030991



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo EIF3C validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta EIF3C (eIF3-p110) humano, de ratón y de rata, una subunidad central del complejo de iniciación de la traducción eIF-3. Ideal para estudios de síntesis de proteínas y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF3C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8663
ID de Gen	8663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 694-913 de EIF3C humano (NP_003743.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99613
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo