


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Eif3D Para Wb, If/Icc, Elisa - O15371

Número de artículo: CM0025185



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra EIF3D humana (eIF3-zeta). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la iniciación de la traducción, la proliferación celular y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3D Rabbit pAb
Notas/Alias	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8664
ID del Gen	8664
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15371
Peso de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo