


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif3E Para Wb, Elisa - P60228

Número de artículo: CM0026553



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a eIF3e (INT6, EIF3S6). Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón, este anticuerpo apoya la investigación sobre la iniciación de la traducción proteica y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF3e Rabbit pAb
Observaciones/Alias	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3646
GeneID	3646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-445 de eIF3e humano (NP_001559.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P60228
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo