


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif3G Para Wb, If/Icc, Elisa - 075821

Número de artículo: CM0030496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a EIF3G humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. EIF3G es un componente central del complejo del factor de iniciación de la traducción eucariota 3, esencial para la síntesis de proteínas y la regulación del ciclo celular. Este anticuerpo tiene reactividad cruzada con muestras de ratón y rata, ofreciendo una utilidad versátil en investigación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8666
ID del Gen	8666
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de EIF3G humana (NP_003746.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075821
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo