


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif3J Para Wb, If/Icc, Elisa - 075822

Número de artículo: CM0030390



Introducción

El pAb de conejo EIF3J (075822) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre el inicio de la traducción y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF3J Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alfa; EIF3J
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8669
ID de gen	8669
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-258 del EIF3J humano (NP_003749.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075822
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo