


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif3L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

Número de artículo: CM0028040



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-EIF3L validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Componente del complejo de iniciación de la traducción eIF-3, involucrado en la síntesis de proteínas y la proliferación celular. Ideal para uso en IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3L Conejo pAb
Observaciones/Alias	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de EIF3L humano (NP_057175.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y262
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo