


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif3M Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L2H7

Número de artículo: CM0028126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF3M humano (eIF3m, hFL-B5), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. EIF3M es una subunidad del complejo eIF-3 esencial para la iniciación de la traducción, relevante en la investigación del cáncer y las infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3M Conejo pAb
Observaciones/Alias	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10480
ID del Gen	10480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-374 de EIF3M humano (NP_006351.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L2H7
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo