

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P60842 / Q14240 / P38919

Número de artículo: CM0020964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF4A para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce eIF4A humano, de ratón y de rata (P60842/Q14240/P38919). Ideal para la investigación de la iniciación de la traducción y las helicasas de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra eIF4A
Especie	Humano
ID del gen	1973/1974/9775
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de eIF4A humano (NP_001407.1)
Origen	Consejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Envío	Bolsa de hielo