

## Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4A1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Número de artículo: CM0028795



### Introducción

pAb de Conejo eIF4A1 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la iniciación de la traducción y la función de helicasa de ARN en investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo eIF4A1                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                |
| ID de Gen           | 1973 (human)                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del eIF4A1 humano (NP_001407.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                   |
| SWISS               | P60842                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                        |