

Anticuerpo Monoclonal Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842/Q14240/P38919

Número de artículo: CM0007538



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 humanos, con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para estudiar el inicio de la traducción y la función de la helicasa de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Observaciones/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; EIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Especie	Humano
GenelD (humano)	1973/1974/9775
GenelD	1973/1974/9775
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EIF4A1, EIF4A2 y EIF4A3 humanos
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo