


## Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4A2 Para Wb, Elisa - Q14240

Número de artículo: CM0025036



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EIF4A2 de alta calidad validado para WB y ELISA.

Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la iniciación de la traducción y la actividad ARN helicasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | EIF4A2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 1974                                                                                                                                 |
| GeneID              | 1974                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la EIF4A2 humana (NP_001958.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q14240                                                                                                                               |
| Peso Molecular      | 46kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |