

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif4A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P38919

Número de artículo: CM0005751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-eIF4A3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la proteína eIF4A3 humana, de ratón y de rata (P38919). Ideal para estudiar el empalme y la dinámica del EJC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF4A3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Especie	Humano
ID de Gen	9775 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-125 del eIF4A3 humano (P38919)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38919
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo