

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif4A3 Para Wb, Elisa - P38919

Número de artículo: CM0025711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra eIF4A3 humano (DDX48/NMP265), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar el empalme de ARNm, el ensamblaje del EJC y la degradación mediada por mutaciones sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-eIF4A3
Observaciones/Alias	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9775
GeneID	9775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de eIF4A3 humano (NP_055555.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38919
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo