


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4B Para Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Número de artículo: CM0017067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF4B humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta EIF4B humano, de ratón y de rata; adecuado para estudios de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF4B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1975
GeneID	1975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-611 del EIF4B humano (NP_001408.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23588
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo