


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23588

Número de artículo: CM0026672



Introducción

EIF4B Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra el factor de iniciación de la traducción eucariota 4B humano y de ratón. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA, apoya la investigación sobre la biosíntesis de proteínas y los mecanismos de control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF4B Conejillo pAb
Observaciones/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1975
ID del Gen	1975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-611 del EIF4B humano (NP_001408.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23588
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo