

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4E Para Wb, If/Icc, Elisa - P06730

Número de artículo: CM0013290



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF4E humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce el factor de iniciación de la traducción de 25 kDa implicado en la unión al capuchón del ARNm, la exportación nuclear y el control traduccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eIF4E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1977
ID de gen	1977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 de eIF4E humana (NP_001959.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06730
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo