

## Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4E2 Para Wb - O60573

Número de artículo: CM0024764



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EIF4E2 humano (4EHP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Represor de traducción clave involucrado en el silenciamiento mediado por miRNA y la respuesta viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | EIF4E2 Conejo pAb                                                                                 |
| Observaciones/Alias | 4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 9470                                                                                              |
| GeneID              | 9470                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-240 de EIF4E2 humano (NP_004837.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                               |
| SWISS               | O60573                                                                                            |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                    |