

Anticuerpo Monoclonal Anti-Eif4Eb4 (4E-Bp1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0004293



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para estudios en humanos, ratones y ratas sobre regulación de la traducción, señalización mTOR e investigación del cáncer. Uniprot: Q13541.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1978
ID de Gen	1978
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 20-118 del eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo