


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4Ebp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0013131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF4EBP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Especie	Humano
ID del gen	1978
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-118 de eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13541
Peso molecular	13kDa
Envío	Bolsa de hielo