

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif4Ebp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0007479



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-eIF4EBP1 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC y ELISA; detecta eIF4EBP1 humano (13 kDa) para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [Validado por KD] eIF4EBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1978
GeneID	1978
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13541
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo