

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif4Ebp1 Para Ihc-P Y Elisa - Q13541

Número de artículo: CM0019761



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra eIF4EBP1 humano (4EBP1) para IHC-P y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigar la vía mTORC1 y el control de la iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de eIF4EBP1 humano (NP_004086.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo