


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4G1 Para Wb Y Elisa - Q04637

Número de artículo: CM0017349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF4G1 humano (eIF4G, p220), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar la iniciación de la traducción, los gránulos de estrés y las vías relacionadas con la enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF4G1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1981
GeneID	1981
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de EIF4G1 humano (NP_886553.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q04637
Peso proteico	175kDa
Envío	Bolsa de hielo