


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4G1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Número de artículo: CM0027562



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF4G1 humano (eIF4G, p220), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Ideal para estudiar la iniciación de la traducción y las vías de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF4G1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1981
ID de Gen	1981
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 del EIF4G1 humano (NP_886553.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q04637
Peso Proteico	175kDa
Envío	Bolsa de hielo