

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4G2/P97 Para Wb, Elisa - P78344

Número de artículo: CM0014223



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EIF4G2/p97 validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al factor de iniciación de la traducción EIF4G2 (DAP5/p97), 102 kDa. Ideal para estudios de traducción mediada por IRES.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo EIF4G2/p97
Observaciones/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Especie	Humana
GeneID (humano)	1982
GeneID	1982
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 750-850 de EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P78344
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo