

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif4G2/P97 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Número de artículo: CM0028671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF4G2/p97, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	EIF4G2/p97 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-490 del EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78344
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo