


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Número de artículo: CM0025280



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a EIF5, es adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. EIF5 es una proteína activadora de GTPasa crítica para la función del complejo preiniciador 43S en la iniciación de la traducción del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF-5; EIF-5A; EIF5
Especie	Humano
GeneID	1983
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-235 de EIF5 humano (NP_892116.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55010
Peso proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo