

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eif5A Para Wb, Elisa - P63241

Número de artículo: CM0010790



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-eIF5A de alta calidad, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la elongación de la traducción, el estancamiento ribosómico y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-eIF5A
Observaciones/alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
Especie	Humano
GeneID (humano)	1984
GeneID	1984
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de eIF5A humano (P63241).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63241
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo