

Anticuerpo Policlonal Anti-Eif5A2 Para Wb, Elisa - Q9Gzv4

Número de artículo: CM0026354

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF5A2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta EIF5A2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de traducción y cáncer. SWISS: Q9GZV4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF5A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56648
GeneID	56648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 del EIF5A2 humano (NP_065123.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV4
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo