


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif5B Para Wb, If/Icc, Elisa - O60841

Número de artículo: CM0014033



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EIF5B humano (IF2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de iniciación de la traducción e investigación de la unión de subunidades ribosómicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF5B pAb de conejo
Observaciones/Alias	IF2; EIF5B
Especie	Humano
GeneID (humano)	9669
GeneID	9669
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-273 de EIF5B humano (NP_056988.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60841
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo