

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Elastina (ELN) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

Número de artículo: CM0006885

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la elastina humana (ELN), validado para WB, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante. Ideal para investigación en matriz extracelular y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ELN de conejo
Observaciones/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Especie	Humana
GenelD	2006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-200 de la ELN humana (NP_001265868.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15502
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo