

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Elastina (ELN) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15502

Número de artículo: CM0007453

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la elastina humana (ELN), validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Se dirige a los aminoácidos 27-200. Para estudios de matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Especie	Humano
ID del gen	2006 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-200 de la ELN humana (NP_001265844.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15502
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo